

深圳元初水果蔬菜农药残留测量数据表

送检日期：2020年07月11日						
序号	样本名称	项目	吸光度	抑制率%	合格评定	送检单位
1	甜玉米	农药残留	0.9112	6.50%	合格	高超
2	茼蒿	农药残留	0.7179	26.33%	合格	高超
3	红萝卜	农药残留	0.8576	12.00%	合格	高超
4	白菜心	农药残留	0.7786	20.10%	合格	高超
5	油麦菜	农药残留	0.6048	37.94%	合格	高超
6	优选甜豆	农药残留	0.9464	9.88%	合格	永佳
7	茶树菇	农药残留	0.741	29.44%	合格	永佳
8	金针菇	农药残留	0.9951	5.24%	合格	永佳
9	上海青	农药残留	0.5342	49.13%	合格	元枝禾
10	韭菜	农药残留	0.892	15.06%	合格	元枝禾
11	秘鲁即食牛油果	农药残留	0.7219	31.25%	合格	牛果
12	海南金煌芒	农药残留	1.0117	3.66%	合格	怡之意
13	山东黄金油桃	农药残留	0.7438	29.17%	合格	怡之意
14	泰国香水椰青	农药残留	0.7356	29.95%	合格	沃鲜
15	云南香印青提	农药残留	0.9142	12.94%	合格	沃鲜
16	南非小富士	农药残留	0.6869	34.59%	合格	沃鲜
17	大连黄金樱桃	农药残留	0.7361	29.90%	合格	力天农业
18	增城怀枝荔枝	农药残留	0.6275	40.24%	合格	力天农业
19	烟台富士	农药残留	0.7202	31.42%	合格	佳农
20	厄瓜多尔甜甜蕉	农药残留	0.9686	7.76%	合格	佳农
21	新西兰佳沛金奇异果	农药残留	0.6852	34.75%	合格	佳农
22	安徽蓝莓	农药残留	0.7947	24.32%	合格	源兴果品
23	海南莲雾	农药残留	0.7503	28.55%	合格	源兴果品
24	江苏东台麒麟瓜	农药残留	0.7362	29.89%	合格	金津



检测人：吴志强
检验专用章

2020年07月11日深圳元初总仓喹诺酮快速检测结果

样品名称	元童走地散养鸡蛋	包装日期	2020-07-06
检测项目	鸡蛋兽药喹诺酮		
检测内容	判定标准（图为未检出）	实际检测结果	
喹诺酮	<p style="font-size: small;">产品编号: QN 货号: 0110001 版本: 2017.1</p> <p style="text-align: center;">阴性 阳性 无效</p> <p>阴性 (-): C线、T线均显色, 表示样品中喹诺酮类药物浓度低于检测限, 或不含有。</p> <p>阳性 (+): C线显红色, T线不显色, 则表示样品中喹诺酮类药物浓度高于检测限。</p> <p>无效: 未出现质控C线, 表明操作过程不正确或检测卡已失效。</p>		
判定	阴性		
结论	2020.07.06 批次元童走地散养鸡蛋喹诺酮检测结果为合格。		

检测人：吴志强

